



## **alfa reflex**

**Art.Nr. al.11.2401s**

## **Ausstellungsliege**

Elektrisch höhenverstellbar mittels **Rundumbügel**

Länge 195 cm, Breite 65 cm

Höhenverstellung **50 – 90 cm**

Grundgestell **Vierkant-Rohr gerade**, weiss RAL 9003

mit Schweizer Motor Magnetic und **leicht zuschaltbarem Rädersystem**

**4-teiliges rechteckiges Polster mit abgerundeten Ecken:**

Bein-/Rumpfteil 150 cm, Kopfteil 45 cm mit Nasenschlitz und Polstereinsatz, verstellbar  
+35° bis –65° mittels Gasfeder, 2 stufenlos **höhen-** und **seitenverstellbare** Armauflagen

**Polsterfarbe:** Glattkunstleder Skai; Programm Tundra Farbe Nr. 27 atoll (blau)

**In dieser Ausstattung  
(Neupreis: CHF 3075.00)**

**CHF 2'700.00**

**Zusätzlich MWSt. 8% auf alle Preise**

**Transportkosten zu vereinbaren (auch Abholung im Terminal Pratteln möglich)**

### **Garantie:**

**Gestell und Antrieb: 24 Monate vor Ort**

**Verschleissteile:**

**Gasfeder: 12 Monate (Ersatzteilversand)**

**Auf/ab-Steuerung: 12 Monate (Ersatzteilversand)**

**Kunstlederbezug: keine Garantie (ausser bei fehlerhafter Verarbeitung)**

**September 2017**