

Schlingengeräte und -Zubehör



Wandschlingengeräte

Äusserst stabile Dreiecks-Wandhalterung aus 40 x 40 mm starkem Vierkantstahlrohr für die einfache und schnelle Wandmontage. Schlag- und kratzfest kunststoffbeschichtet in weiss RAL 9003 5mm-Wellengitter in 50 x 50 mm Rasterung. Für Raumhöhe 250 cm. (wenn darunter, bitte mitteilen)

E: Schlingenrahmen 190 x 70 cm aus robustem 30 x 30 mm Vierkantrrohr



F: Schlingenrahmen 120 x 60 cm aus robustem 30 x 30 mm Vierkantrrohr

Montage aller Geräte bauseits

Schlingenbesteck aus widerstandsfähiger Baumwolle in Kombination mit einer angenehm weichen Molton-Einlage. Detailbeschreibung auf der Preisliste

