



## **alfa vertical Kipptisch**

Art.Nr. al.11.5201

### **Doppelfunktion: Kipp- und Therapieliege**

Elektrische Höhenverstellung mittels Handschalter

Länge 210 cm, Breite 65 cm

Höhenverstellung als Therapieliege **54 – 97 cm**

Grundgestell mit sechs Standfüssen, weiss RAL 9003, mit 2 Handgriffen und 2 Gurtschienen mit Schweizer Motor Magnetic und leicht zuschaltbarem Rädernsystem

**Zulässige Liegenbelastung 200 kg Leicht abnehmbare Stehfläche Grösse 42 x 32 cm.**

**Grosses Kopfteil stufenlos von 40° positiv bis 70° negativ mit Gasfeder verstellbar.**

**Liegefläche stufenlos hochkippar von 0 - 90 Grad positiv.**

Einfachste Einsatzänderung von Kipp- zu Therapieliege durch nur einen Umstellhebel.

**Standardausstattung 3890.00**

### **Optionen / Zubehör**

Aufpreis grössere Rollen 75 mm, Set (4 Stk)	100.00
Aufpreis Polsterbreite 70 cm	135.00
Fixierungs-Gurt	190.00
Arbeitstisch	680.00

**Polsterfarben:** Auswahl auf unserer Website [www.alfa-care.ch](http://www.alfa-care.ch) Rubrik „Polsterfarben“

**Weitere Optionen auf Anfrage**

**Zusätzlich MWSt. 7.7 % auf alle Preise**

**Transportkosten und Garantiebestimmungen finden Sie auf unserer Website [www.alfa-care.ch](http://www.alfa-care.ch) Rubrik Lieferbedingungen**