



alfa reflex

Die praktische Günstigliege

Art.Nr. al.11.2401s

Elektrisch höhenverstellbar mittels **Handschalter**

Länge 195 cm, Breite 65 cm

Höhenverstellung **55 – 95 cm** (Variante 50 – 90 cm)

Grundgestell **Vierkant-Rohr gerade**, weiss RAL 9003

mit Schweizer Motor Magnetic und **leicht zuschaltbarem Rädersystem**

Zulässige Liegenbelastung **200 kg** (Option 250 Kg, s.unten)

4-teiliges rechteckiges Polster mit abgerundeten Ecken:

Bein-/Rumpfteil 150 cm, Kopfteil 45 cm mit Nasenschlitz und Polstereinsatz, verstellbar
+35° bis –65° mittels Gasfeder, 2 stufenlos **höhen-** und **seitenverstellbare** Armauflagen

In dieser Standardausstattung

CHF 2'675.00

Und auf Wunsch:

Papierrollenhalter (65 cm)	100.00
Fuss-Schalter	100.00
Rahmenschalter	100.00
Rundumbügel für die Höhenverstellung	400.00
Gestell in jeder anderen RAL-Farbe auf Anfrage	
Polsterbreiten 70 cm und 80 cm	125.00
Als Schwerlast-Liege (Tragfähigkeit 250 kg) Mehrpreis	200.00

Polsterfarben: Auswahl auf unserer Website www.alfa-care.ch Rubrik „Polsterfarben“

Weitere Optionen auf Anfrage

Zusätzlich MWSt. 7.7 % auf alle Preise

Transportkosten und Garantiebestimmungen finden Sie auf unserer Website
www.alfa-care.ch Rubrik Lieferbedingungen