



alfa medical

Table d'examen en 2 parties

N°art. al.11.1202s

Longueur 200 cm, largeur 65 cm, (v.options en bas)

Hauteur réglable **55 – 95 cm (Option 50-90 cm)**

Réglable par vérin électrique de fabrication suisse par télécommande pneumatique à main

Capacité charge **200 kg**

Couleur structure: revêtement époxy blanc RAL 9003

Avec système de roulettes pivotantes et escamotables

Surface en 2 parties:

Dossier 70 cm, proclive 80°, réglable par vérin à gaz,

Partie torse/jambe 130 cm

Revêtement du rembourrage en Skai, coloris à votre choix selon nuancier

sur site www.alfa-care.ch / „Nuancier“

Prix départ Pratteln (Bâle) h.t.

CHF 2'500.00

Frais de transport franco arrivée devant votre domicile

CHF 290.00

Livraison étage à convenir

En option:

Support rouleau de papier

100.00

Interrupteur sur sol

100.00

Commande hauteur par cadre à pieds à 4 côtés

400.00

Largeur surface 70 cm ou 80 cm

125.00

Capacité poids 250 kg au lieu de 200 kg, plus-value

200.00

D'autres options sur demande

TVA 7.7 % en sus